

# Saljol Duschhocker

Dreht auf  
der Stelle



Duschhocker mit Keilsitz  
– DHK59:  
leichteres Aufstehen  
dank Keilsitz

CE

 **SALJOL**  
Spaß am Leben!

## Highlights



### **Mehr Sicherheit**

beim Duschen nach Operationen oder bei  
Stand-/Stehunsicherheit

### **Wärmereflektierender Sitz**

angenehmes Gefühl beim Sitzen

### **Intimsphäre wahren**

selbstbestimmt und sicher waschen

### **Duschhocker auch mit Keilsitz erhältlich**

abgewinkelter Sitz unterstützt den Duschenden  
beim Aufstehen

### **360 Grad auf der Stelle drehen**

müheloses Drehen des Hockers macht das  
Erreichen der Armaturen einfacher

### **Offener Frontrahmen**

für mehr Kippsicherheit, leichteres Hinsetzen und  
ständigen Bodenkontakt der Füße

# Technische Daten

Duschhocker	DH51	DH55	DHK59
Empfohlen für Körpergröße	1,50-1,70 m	>1,70 m	>1,50 m
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Hygieneöffnung, Stufe 1/2/3	5/8/11 cm	5/8/11 cm	5/8/11 cm
Gesamtbreite von Griff zu Griff	52 cm	52 cm	52 cm
Sitzhöhe	51 cm	55 cm	59 cm (mittig)
Radstand	32 cm	32 cm	32 cm
Benötigter Platz für Wendekreis	48 cm	48 cm	48 cm
Gesamtgewicht Velvet Grey/Diamond Silver	5,8/4,4 kg	6,0/4,6 kg	6,0/4,7 kg

## Rahmenfarbe



ab 339 €



ab 449 €

### Ausführung Keilsitz



### Dreifach verstellbare Hygieneöffnung



### Sitz reflektiert Körperwärme



Produkte können von Abbildungen abweichen | Preise inkl. MwSt.

01/2025