

## Technische Daten

Empfohlen für Körpergröße	160–190 cm
Maximales Nutzergewicht	100 kg
Gewicht Rollator ohne/mit Akku	19,6/22,6 kg
Gewicht Elektrorollstuhl ohne/mit Akku	23/26 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitzhöhe	55 cm
Griffhöhe Rollator (einstellbar)	88–99 cm
Griffhöhe Elektrorollstuhl (einstellbar)	84–96 cm
Maße gefaltet H x T x B	88 x 71 x 44 cm
Reichweite	15 km
Maximale Geschwindigkeit	6 km/h

## Highlights

Flexible und praktische Lösung für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse: Rollator und Elektrorollstuhl in einem mit Brems- und Schiebehilfe.

- Höhenverstellbare, gepolsterte Griffe
- Vibrationsarme Reifen für komfortables Fahren
- Stabiler Rollatorsitz oder Rollstuhlsitz mit Rückenlehne für Ruhepausen



Alle Infos zum Rollz Motion Electric finden Sie auch unter [rollzmotionelectric.de](https://rollzmotionelectric.de)



Produkte können von Abbildungen abweichen

Importeur: Saljol GmbH | Frauenstr. 32 | 82216 Maisach | [hallo@saljol.de](mailto:hallo@saljol.de)  
Tel. +49 (0)8141 317740 | Fax +49 (0)8141 3177411 | [www.saljol.de](http://www.saljol.de)



08/2024

## Zubehör



Transportschutz



Gepäcktasche



Sicherheitsgurt



Becherhalter



Feststellhaken

## Rahmenfarbe



Matt Black

# 1 GENIALE IDEE 3 FUNKTIONEN

Elektrischer Rollstuhl

Elektrische Schiebehilfe



Rollator



# rollz motion electric

## Bleiben Sie unabhängig

Sie bestimmen Ihr Leben gerne selbst? Und möchten sich auch von Krankheiten nicht einschränken lassen? Dann sollten Sie den Rollz Motion Electric kennenlernen!


Denn der 3-in-1 Rollator-Rollstuhl eignet sich perfekt für alle, die mobil und unabhängig sein können und wollen!

Manchmal reicht Ihnen ein Rollator als Gehhilfe? Klasse! Sollten Sie erschöpft sein, bauen Sie einfach um zum elektrischen Rollstuhl und steuern selbst oder lassen sich schieben – übrigens macht es die Schiebehilfe auch Ihrer Begleitung einfach! Selbst das Bergauf- und Bergabfahren ist auch für schwächere Begleitpersonen möglich.


Die 3-in-1-Funktion macht den Rollz Motion Electric einzigartig. Ist Ihre Muskelkraft nach einem Schlaganfall oder durch eine Erkrankung wie Multiple Sklerose, Arthrose oder Rheuma geringer? Haben Sie Schmerzen beim Gehen? Dann eignet sich der Rollz Motion Electric sowohl als Rollator zum selbst Schieben als auch in der Funktion als Elektrorollstuhl, wenn Sie unabhängig unterwegs sein möchten.



Lassen Sie sich schieben




Genießen Sie es, aktiv zu sein



Steuern Sie selbst per Joystick



Die Begleitperson kann die elektrische Schiebehilfe und Bremsunterstützung aktivieren.



Mit dem Bedienelement am Rollstuhlrahmen

- steuern Sie per Joystick die Richtung
- definieren Sie die gewünschte Geschwindigkeit
- hupen Sie bei Gefahr oder Hindernissen

