

Saljol Komfortmatratze

Entspannt schlafen



mit
KUBIVENT
inside

SALJOL
Spaß am Leben!

Highlights

Abnehmbarer Bezug wählbar
Frottee- oder Inkontinenzbezug,
waschbar bei 60 °C

Für Pflegebetten geeignet
Matratze kann in alle gängigen,
in Deutschland zugelassenen
Pflegebetten eingelegt werden

Drei Schaumstoffe für hohen Komfort
optimale Stützung der Wirbelsäule, gute Gewichts-
verteilung und Förderung der Luftzirkulation

Erhältlich in verschiedenen Größen
in Standard- und Sondergrößen
verfügbar



**Komfortmatratze
ab 299 €**



Anschmiegsam und weich



Drei Schaumstoffschichten
für extra hohen Komfort



Hautsympathischer Bezug


Größen

Die Saljol Komfortmatratze ist in nahezu jeder Größe erhältlich:

Standardmaße:	90 x 200 cm (Single Size)	Sondermaße:	90 x 190 cm	90 x 220 cm
	140 x 200 cm (Double Size)		100 x 200 cm	120 x 200 cm
	160 x 200 cm (Queen Size)		120 x 220 cm	uvm.

Matratzenstärke 15 cm. Zusätzliche Größen auf Anfrage. Lieferbar innerhalb von 10 Werktagen.

Aufbau und Indikation



- 1 2 cm Weichschaum-Oberschicht**
(Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 1,8 kPa)
- 2 4 cm Kaltschaum-Noppenauflage**
(Raumgewicht 45 kg/m³, Stauchhärte 3,5 kPa)
- 3 9 cm Kaltschaum-Unterschicht**
(Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte 3,0 kPa)

Empfohlen für/bei

- Normalschläfer, ohne besondere Schlafprobleme
- Rückenschmerzen
- Nackenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen

Ausführungen

Inkontinenzbezug
lässt keine Nässe durch

Frotteebezug
besonders weich
und hautsympathisch



Made
in
Germany

Produkte können von Abbildungen abweichen | Preise inkl. MwSt.

01/2025

Saljol GmbH | Frauenstr. 32 | 82216 Maisach
Tel. +49 8141 317740 | Fax +49 8141 3177411
hallo@saljol.de | www.saljol.de



SALJOL
Spaß am Leben!